

## Министерство здравоохранения Российской Федерации

## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (РОСЗДРАВНАДЗОР)

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074 Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

29.12.2018 № 01 L8-3129/18

О недоброкачественном медицинском изделии



Субъектам обращения медицинских изделий

Руководителям территориальных органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления здравоохранением субъектов Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании экспертного заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора сообщает о выявлении территориальным органом Росздравнадзора по Камчатскому краю в обращении недоброкачественного медицинского изделия: «Бахилы полиэтиленовые на резинке МЕДСКЛАД - ЭКОНОМ», производства Компания «МЕДСКЛАД», г. Новосибирск, регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5671 от 20.04.2017 (далее – Медицинское изделие), в связи с несоответствием требованиям технической документации производителя, содержащейся в комплекте данной регистрационной документации, в части проверенных характеристик (см. приложение).

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения медицинских изделий провести проверку наличия в обращении Медицинского изделия, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению обращения на территории Российской Федерации Медицинского изделия и о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора провести мероприятия в соответствии с порядком, предусмотренным Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по контролю за обращением медицинских изделий, утвержденным приказом Минздрава России от 05.04.2013 № 196н.

За нарушения в сфере обращения медицинских изделий предусмотрена административная ответственность согласно статьям 6.28 и 6.33 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», а также установлена уголовная ответственность за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий согласно статье 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Приложение:

- таблица сопоставления параметров и характеристик на 2 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко

	ОТ	29.12.2018	No	014-3129/18	
--	----	------------	----	-------------	--

Таблица сопоставления параметров и характеристик, указанных в комплекте регистрационной документации, с параметрами и характеристиками образцов выявленного медицинского изделия

Сравниваемые сведения/параметры	Комплект регистрационной документации (регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5671 от 20.04.2017, срок действия не ограничен)	Образцы выявленного медицинского изделия
Наименование изделия	Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые нестерильные по ТУ 9398-001-14382956-2016 в ассортименте	Бахилы полиэтиленовые на резинке.
Адрес организации производителя	Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ «МЕДСКЛАД» (ООО КОМПАНИЯ «МЕДСКЛАД», Россия, 630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д. 25/1.	Компания «МЕДСКЛАД», г Новосибирск.
Номер и дата регистрационного удостоверения	РЗН 2017/5671 от 20 апреля 2017 года.	Данные отсутствуют.
Технические Предельные отклонения по разме		Образцы;
требования	изделий не должны превышать ±2 мм.	- Длина
7	1	А: 392 мм
	- Длина: 400 мм.	В: 391 мм
	- Aprilla. 400 MM.	С: 390 мм
		D: 391 мм
		Е: 390 мм
	15/2000	F: 392 мм
	- Высота: 140 мм.	- Высота
		А: 128 мм
		В: 129 мм
		С: 130 мм
		D: 130 мм
		Е: 129 мм
		F: 129 мм
	- Ширина сваренного шва под	- Ширина
	резинку: 15 мм.	А: 11 мм
	peoming. 10 min.	В: 11 мм
		С: 10,5 мм
		D: 10 мм
		Е: 10,5 мм
		F: 11 mm

	Толщина плёнки: 8 мкм.	А: 19 мкм
		В: 22 мкм
		С: 19 мкм
		D: 17 мкм
		Е: 18 мкм
		F: 21 мкм
	Масса нетто, (пара), гр.: 1,94 ± 5%.	Образцы;
	Wideca herro, (hapa), 1p.: 1,54 ± 570.	А и В: 2,188
		Си D: 2,181
		Еи F: 2,228
	Поверхностная плотность ( г/м²):17,3.	Образцы; A – F: 7,6 г/м <sup>2</sup>
	Прочность при растяжении резинки,	Образцы;
	(кг* с/см²) Мпа: 60 (611).	A: 38,2 MΠa
		В: 43,4 МПа
		С: 42,2 МПа
		D: 39,7 МПа
		Е: 40,6 МПа
		F: 42,5 МПа
	Общая длина резинки, мм: 2* 115=230	Образцы;
	± 10%.	А: 330 мм
	= 1070.	В: 345 мм
		C: 340 MM
		D: 335 MM
		Е: 330 мм
74		F: 340 мм
Комплектность	В комплект поставки должен входить	•
	также:	документ не представлен.
	- инструкция по эксплуатации или	
	руководство по применению.	
Маркировка	Маркировка должна содержать в том	Отсутствуют.
	числе:	
	- год изготовления изделия;	
	- обозначения технических условий на	
	изделие;	
	- однократность применения.	Тромонорима
	Маркировка транспортной тары по	
	ГОСТ 14192, с нанесением	не нанесена на короб.
	манипуляционного знака «Беречь от	
	нагрева».	
Классификация	нагрева». В зависимости от устойчивости к	В ТУ указано
Классификация	нагрева». В зависимости от устойчивости к климатическим воздействиям	климатическое исполнение
Классификация	нагрева». В зависимости от устойчивости к	
Классификация	нагрева». В зависимости от устойчивости к климатическим воздействиям	климатическое исполнение
Классификация	нагрева». В зависимости от устойчивости к климатическим воздействиям изделия, все части которых	климатическое исполнение У4, в котором не
Классификация	нагрева».  В зависимости от устойчивости к климатическим воздействиям изделия, все части которых эксплуатируются в нормальных	климатическое исполнение У4, в котором не
Классификация	нагрева».  В зависимости от устойчивости к климатическим воздействиям изделия, все части которых эксплуатируются в нормальных условиях в воздушной среде, подразделяют на виды климатических	климатическое исполнение У4, в котором не
Классификация	нагрева».  В зависимости от устойчивости к климатическим воздействиям изделия, все части которых эксплуатируются в нормальных условиях в воздушной среде,	климатическое исполнение У4, в котором не