



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2227703

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

29.05.2018 № 014-1342/18

На № _____ от _____

О незарегистрированном
медицинском изделии

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о выявлении территориальным органом Росздравнадзора по Тамбовской области в обращении незарегистрированного медицинского изделия «Стол приборный с электроприводом модель BL-16», производства «Ruian Bolan Optics Instrument Factory», Китай, предназначенного для применения в медицинских целях: размещение диагностического оборудования.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения медицинских изделий провести проверку наличия в обращении указанного медицинского изделия, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению обращения на территории Российской Федерации незарегистрированного медицинского изделия и о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора провести мероприятия в соответствии с порядком, предусмотренным Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по контролю за обращением медицинских изделий, утвержденным приказом Минздрава России от 05.04.2013 № 196н.

Обращаем внимание, что в соответствии с ч. 4 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на территории Российской Федерации разрешается обращение медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

За нарушения в сфере обращения медицинских изделий предусмотрена административная ответственность согласно статьям 6.28 и 6.33 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», а также установлена уголовная ответственность за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий согласно статье 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Стол приборный с электроприводом BL-16 предназначен для адаптации приборов, установленных на крышке стола, к конкретным условиям работы.

Основными потребителями стола являются лаборатории, мастерские по ремонту аппаратуры, диагностические кабинеты и т.д.

Стол работает при температурах от 10° до 35° С в закрытых помещениях.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания сети переменного тока частотой ($50 \pm 0,5$) Гц, В	220
частотой ($60 \pm 0,5$) Гц, В	110
Потребляемая мощность Вт, не более	90
Максимальная нагрузка кг, не более	55
Высота подъема столешницы (расстояние от пола), мм	от уровня 630 до уровня 820
Размер столешницы, мм	500x500
Вес НЕТТО кг, не более	21
Вес БРУТТО кг, не более	22

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Столешница с кнопками управления
- Стойка с подъемная с электроприводом
- Колесные опоры
- Сетевой кабель
- Паспорт

**4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

Стол приборный состоит из следующих основных частей (см. рис. 1):





Рис. 1



от 29.05.2018 № 014-1342/18.



Power table BL-16
Ruian Bolan Optics Instrument Factory
No.6 Nangong Road Mayu Town Ruian
Zhejiang China Made in China

AC 7

-16

888

от 29.05.2018 № 014-1342/18

