



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2306463

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

20.06.2019 № 014-1545/19
На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает, что на основании информации, поступившей от ООО «Ковидиен Евразия», уполномоченного представителя производителя медицинского изделия «Кассеты к инструментам хирургическим сшивающим AutoSuture», производства «Ковидиен Ллс», США, регистрационное удостоверение от 19.12.2017 № ФСЗ 2011/10129, срок действия не ограничен, производителем принято решение о добровольном отзыве некоторых партий медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: в изделии может отсутствовать один из двух штифтов, которые предназначены для выравнивания зажимов изделия.

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться в ООО «Ковидиен Евразия» (105120, Россия, Москва, 2-й Сыромятнический переулок, д. 1, тел.+7(495)9336468).

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко



COVIDIEN

**Общество с ограниченной ответственностью
«Ковидиен Евразия»**

105120, Россия, г. Москва, переулок Сыромятнический 2-й, дом 1 Тел.: (495) 9336469
Факс: (495) 9336468

ИНН 7710385950, КПП 770901001, ОГРН 1027739579284, ОКПО 17163858

Спешное уведомление об угрозе безопасности на местах эксплуатации

Кассеты к инструментам хирургическим сшивающим AutoSuture. США, производства «Ковидиен Ллс», США.

Май 2019 г.

Идентификатор Covidien: FA868

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ

Цель данного письма — уведомить об отзыве определенных производственных партий медицинского изделия: «Кассеты к инструментам хирургическим сшивающим AutoSuture», производства компанией Covidien LLC.

Описание проблемы

Данный добровольный отзыв осуществляется в связи с тем, что в изделии может отсутствовать один из двух штифтов, которые предназначены для выравнивания зажимов изделия. Потенциально дефектные изделия были распространены в период с апреля 2014 года по апрель 2019 года. При использовании изделия без штифта возможно неполное сшивание тканей, что может приводить к кровотечению, анастомозному перетоку, перитониту или пневмотораксу, что, в свою очередь, может стать причиной возникновения инфекции и (или) сепсиса. Данная возможная проблема была выявлена во время производственного контроля качества на производственной площадке. Для решения этой проблемы производственный процесс был улучшен. Подтвержденные жалобы, связанные с данной проблемой, отсутствуют.

Данный добровольный отзыв затрагивает только внутренние номера и партии изделий, указанные в приложении А.

Требуемые действия

1. Незамедлительно поместите в карантин отзываемые изделия с внутренним номером компании и партиями, указанными в приложении А, и прекратите их использование.
2. Следует вернуть отзываемые изделия в соответствии с приведенными ниже инструкциями. Все неиспользованные отзываемые изделия с указанными внутренними номерами компании и партиями должны быть возвращены.
3. Если Вы распространили кассеты к инструментам хирургическим сшивающим AutoSuture, перечисленные в приложении А, незамедлительно направьте информацию из этого письма получателям изделий.
4. Заполните форму подтверждения возврата, даже если продукции нет в наличии.

	Клиенты, имеющие запас изделий	Клиенты, имеющие не запаса изделий	Куда отправлять заполненную форму
Приобретенные непосредственно у компании Covidien	Полностью заполните прилагаемую форму подтверждения возврата. После получения заполненной вами формы сотрудник службы по работе с клиентами Covidien свяжется с вами, чтобы организовать возврат изделий. Вы получите финансовый зачет на сумму возвращенных нам неиспользованных изделий.	Заполните форму и отметьте пункт «нет запаса».	Отправьте заполненную форму по электронной почте или факсу, используя контактную информацию Covidien, приведенную в форме подтверждения.
Приобретенные у дистрибьютора	Заполните все поля формы и обратитесь непосредственно к дистрибьютору для организации возврата изделия.	Заполните форму и отметьте пункт «нет запаса».	Отправьте заполненную форму по электронной почте или факсу вашему дистрибьютору и в компанию Covidien, используя контактную информацию, приведенную в форме подтверждения.

Необходимо передать это Уведомление всем лицам, которые должны быть осведомлены в вашей организации или в любой организации, куда были переданы потенциально дефектные продукты.

Данное Уведомление было направлено в уполномоченный орган Вашей страны. Сохраните копию данного Уведомления в своей документации.

Приносим извинения в связи с возможными неудобствами. Мы заботимся о безопасности пациентов и благодарим Вас за принятые меры в отношении упомянутой проблемы. При возникновении любых вопросов или ~~проблем~~ обращайтесь к местному представителю компании ООО «Ковидиен Евразия»:

С уважением,

Генеральный директор
ООО Ковидиен Евразия
(должность)

(подпись и печать Заявителя)

Науменко Т. А.
(И. О. Фамилия)



Приложение А. Перечень отзываемых изделий

Внутренний номер изделия	Описание	Пирини дефектных изделий					
		N5A0871KX	N7A0527KX	N7F0441KX	N8J0039KX	N8J0527KX	N8J0820KX
EGIA30AMT	Endo GIA™ 30 mm Articulating Medium Thick Reload with Tri-Staple™ Technology Кассеты к инструментам хирургическим сшивающим линейным Auto Suture серии Endo GIA Ultra Universal (Endo GIA Tri-Staple)						
EA45AVM	Endo GIA™ 45 mm Extra Thick Black Articulating Reload with Tri-Staple™ Technology Кассеты к инструментам хирургическим сшивающим линейным AutoSuture линейным Endo GIA Ultra Universal (Endo GIA Tri-staple)	N7K0783KX	N7H0315KX				
ECIA60AX	Endo GIA™ 60 mm Extra Thick Black Articulating Reload with Tri-Staple™ Technology Кассеты к инструментам хирургическим сшивающим линейным AutoSuture линейным Endo GIA Ultra Universal (Endo GIA Tri-staple)	N6B0079KX	N8A0029KX				

Приложение А. Перечень отзывааемых изделий

Внутренний номер компании	Описание	Номера партий дефектных изделий					
1. ПАО «АМТ»	Endo GIA™ 45 mm Articulate Medium Thick Reload with Tri-Staple™ Technology. Инструмент хирургический для сшивания тканей. Endo GIA Ultra Universal Endo GIA Tri-Staple.	N7L1098KX	N5M0172KX	N6M0095KX	N7G0790KX	N7L0132KX	N8D0483KX
		N7M0592KX	N5M0693KX	N6M0113KX	N7H0012KX	N7L0856KX	N8D0594KX
		N8A0203KX	N5M0662KX	N6M0263KX	N7H0347KX	N7L1004KX	N8D0647KX
		N4D0348KX	N5M0712KX	N7A0293KX	N7G0904KX	N7L0475KX	N8D0311KX
		N4D0328KX	N5M0741KX	N7A0792KX	N7H0174KX	N7K1181KX	N8D0536KX
		N4E0846KX	N6A0913KX	N7B0125KX	N7L0470KX	N7K1183KX	N8D0694KX
		N4E0796KX	N6B0332KX	N7B0154KX	N7H0569KX	N7L0811KX	N8D0482KX
		N4E1018KX	N6C0462KX	N7B0177KX	N7H0520KX	N7M0100KX	N8E0435KX
		N4E1059KX	N6D0388KX	N7B0070KX	N7H0315KX	N7M0132KX	N8E0431KX
		N4E0980KX	N6E0078KX	N7B0946KX	N7H0419KX	N7M0506KX	N8E0498KX
		N4E1654KX	N6E0099KX	N7B0905KX	N7H11017KX	N7M0554KX	N8E0659KX
		N4E1173KX	N6E0129KX	N7B0885KX	N7H1057KX	N7M0778KX	N8E0725KX
		N4E1655KX	N6E0366KX	N7C0387KX	N7H11096KX	N7M0589KX	N8E0567KX
		N4E1269KX	N6E0416KX	N7C0442KX	N7H1141KX	N7M0620KX	N8D1045KX
		N4G0523KX	N6D0506KX	N7C0517KX	N7H1187KX	N7M0918KX	N8E0612KX
		N4H0078KX	N6D0174KX	N7C0405KX	N7J0070KX	N7M0614KX	N8E0700KX
		N4G1541KX	N6F0039KX	N7C0775KX	N7J0099KX	N7M1000KX	N8E0149KX
		N4J0215KX	N6F0088KX	N7C0812KX	N7H0977KX	N7K0904KX	N8E0201KX
		N4J0250KX	N6F0156KX	N7C0899KX	N7J0135KX	N7M0967KX	N8D1067KX
		N4J0271KX	N6F0720KX	N7C0857KX	N7J0174KX	N8A0380KX	N8F0094KX
		N4J1002KX	N6F0780KX	N7C0977KX	N7H1112KX	N8A0381KX	N8F0307KX
		N4J1247KX	N6F0816KX	N7C0977KX	N7H11175KX	N8A0772KX	N8F0183KX
		N4J1217KX	N6G0243KX	N7D0135KX	N7J0483KX	N8A0960KX	N8F0258KX
		N4K1465KX	N6G0280KX	N7D0247KX	N7H0786KX	N8A1028KX	N8F0335KX
		N4M0921KX	N6G0198KX	N7C0485KX	N7J0550KX	N8A1050KX	N8F0347KX
		N5B0340KX	N6G0139KX	N7D0101KX	N7J0508KX	N8A0065KX	N8F0383KX
		N5B0417KX	N6G0191KX	N7C1014KX	N7J0692KX	N8A1119KX	N8F0482KX
		N5B0484KX	N6G0213KX	N7D0182KX	N7J0858KX	N8B0204KX	N8H1048KX
		N5B0285KX	N6G0099KX	N7D0226KX	N7J0636KX	N8A1099KX	N8F0428KX
		N5B0680KX	N6H0168KX	N7D0264KX	N7J0897KX	N8B0114KX	N8D0394KX
		N5D0467KX	N6H0291KX	N7D0495KX	N7J1014KX	N8B0137KX	N8E0233KX
		N5D0497KX	N6H0327KX	N7D0416KX	N7K0270KX	N8B0571KX	N8E0266KX
		N5D0550KX	N6H0379KX	N7D0388KX	N7K0307KX	N8B0666KX	N8F0691KX
		N5D0609KX	N6I0433KX	N7D0591KX	N7J1155KX	N8B0865KX	N8F0773KX
		N5D0660KX	N6H0466KX	N7D0918KX	N7K0224KX	N8B0885KX	N8F0378KX
		N5D0736KX	N6E0117KX	N7D0473KX	N7K0500KX	N8B0641KX	N8F0658KX
		N5D0765KX	N6H0247KX	N7D0945KX	N7K0608KX	N8B0799KX	N8F0858KX
		N5D1008KX	N6I0456KX	N7E0372KX	N7K0085KX	N8C0159KX	N8F0879KX
		N5E0968KX	N6H0827KX	N7L0518KX	N7K0154KX	N8B0849KX	N8F1015KX
		N5E0143KX	N6I10792KX	N7L0565KX	N7K0272KX	N8B1009KX	N8F0976KX
		N5E0297KX	N6J0152KX	N7F0610KX	N7K0733KX	N8B1034KX	N8E0321KX
		N5E0727KX	N6J0185KX	N7E0920KX	N7K0400KX	N8B0769KX	N8E0699KX
		N5E0756KX	N6J0243KX	N7E0962KX	N7K0443KX	N8B0958KX	N8F1046KX
		N5F0096KX	N6J0476KX	N7F0093KX	N7K0544KX	N8C0324KX	N8E0081KX
		N5F1223KX	N6K0209KX	N7F0186KX	N7K0956KX	N8C0340KX	N8C0871KX
		N5F1382KX	N6K0676KX	N7F0094KX	N7K0562KX	N8C0470KX	N8C0942KX
		N5G0414KX	N6K0739KX	N7F0663KX	N7K0711KX	N8C0546KX	N8F0921KX
		N5G0329KX	N6K0774KX	N7F0696KX	N7K0742KX	N8C0718KX	N8G0911KX
		N5G0355KX	N6K0824KX	N7F0745KX	N7K0783KX	N8B0905KX	N8H0735KX
		N5G0968KX	N6K0251KX	N7F0224KX	N7K0087KX	N8C0589KX	N8I0759KX
		N5G0244KX	N6K0871KX	N7F1052KX	N7K0821KX	N8C0779KX	N8H0683KX
		N5G0339KX	N6K0293KX	N7F1139KX	N7L0057KX	N8C0777KX	N8G0980KX
		N5G0405KX	N6K1137KX	N7G0016KX	N7L0091KX	N8C0816KX	N8J0819KX
		N5G0809KX	N6K0160KX	N7F0662KX	N7L0403KX	N8C1338KX	N8L0895KY
		N5J1153KX	N6L0909KX	N7G0241KX	N7K1052KX	N8D0083KX	N9F0448KY
		N5J1201KX	N6L0942KX	N7G0279KX	N7L0431KX	N8C1339KX	N6L0814KRX
		N5K0045KX	N6M0065KX	N7F1019KX	N7L0592KX	N8D0043KX	N8M0168KRY
		N5K0089KX	N6M0134KX	N7F0822KX	N7K1150KX	N8D0142KX	N9A0665KRY
		N5K0115KX	N6L0806KX	N7G0498KX	N7L0361KX	N8D0312KX	N9A0954KRY
		N5J1233KX	N6L0944KX				

Приложение А. Перечень отзывааемых изделий

Внутренний номер компании	Описание	Номера партий дефектных изделий					
EGIA (РАМТ)	Endo GIA™ 60 mm Articulating Medium Thick Reload with Tri-Staple™ Technology. Кассеты к инструменту шир-ин-сшивающему AutoSuture типичным Endo GIA Ultra Universal Endo GIA Tri staple)	N4C1545KX	N5J0532KX	N6D0903KX	N7F0868KX	N8G0752KX	N8I0327KY
		N4D0042KX	N5J0658KX	N6D0024KX	N7F0923KX	N8G0839KX	N8L0440KY
		N4C1718KX	N5J0816KX	N6E0002KX	N7F0589KX	N8G0879KX	N8I0163KY
		N4D0366KX	N5J10100KX	N6F0244KX	N7F0903KX	N8G0880KX	N8L0204KY
		N4D0453KX	N5H0481KX	N6I0287KX	N7F0964KX	N8G1025KX	N8I0351KY
		N4D0589KX	N5J0418KX	N6I0335KX	N7G0062KX	N8I10016KY	N8K1023KY
		N4D0605KX	N5J0572KX	N6D0607KX	N7G0209KX	N8H0089KX	N8L0099KY
		N4D0688KX	N5J0694KX	N6D0285KX	N7F0961KX	N8H0135KX	N8L0368KY
		N4D0814KX	N5J0966KX	N6I00556KX	N7G0246KX	N8G0217KX	N8L0471KY
		N4D0897KX	N5J0775KX	N6D0580KX	N7G0287KX	N8H0332KX	N8I0594KY
		N4D1145KX	N5J1099KX	N6D0160KX	N7G0689KX	N8G0936KX	N8L0534KY
		N4E1383KX	N5J1130KX	N6D0180KX	N7G0723KX	N8H0159KX	N8L0765KY
		N4F1505KX	N5I10970KX	N6D0230KX	N7G0775KX	N8F1045KX	N8I0527KY
		N4F0006KX	N5K0139KX	N6D0283KX	N7G0661KX	N8G0983KX	N8L0570KY
		N4F0076KX	N5K0208KX	N6D0334KX	N7H0396KX	N8H0175KX	N8I0733KY
		N4F0114KX	N5K0308KX	N6D0376KX	N7I10493KX	N8I10220KX	N8L0633KY
		N4F0516KX	N5K0374KX	N6D0672KX	N7I10102KX	N8I10298KX	N8M0004KY
		N4F0853KX	N5K0412KX	N6E0068KX	N7H0762KX	N8H0332KX	N8I0715KY
		N4F0719KX	N5K0429KX	N6F0573KX	N7I10827KX	N8H0406KX	N8I0772KY
		N4F0929KX	N5K0564KX	N6F0600KX	N7I10422KX	N8H0506KX	N8L0822KY
		N4F0695KX	N5K0629KX	N6E0691KX	N7H0464KX	N8H0600KX	N8M0026KY
		N4F0981KX	N5K0665KX	N6E0652KX	N7I10716KX	N8I10613KX	N8M0035KY
		N4F1092KX	N5K0700KX	N6F0165KX	N7I10867KX	N8H0868KX	N8L0073KY
		N4J1331KX	N5K0732KX	N6F0232KX	N7J0254KX	N8H0434KX	N8M0064KY
		N4F1450KX	N5K0848KX	N6F0279KX	N7J0371KX	N8H0474KX	N8M0100KY
		N4F1163KX	N5K0895KX	N6B0081KX	N7J0420KX	N8H0776KX	N8M0178KY
		N4F1542KX	N5K0941KX	N6E0462KX	N7J0454KX	N8H0574KX	N8M0140KY
		N4F1159KX	N5K0775KX	N6F0307KX	N7J0214KX	N8I10006KX	N8M0243KY
		N4F1383KX	N5K0992KX	N6F0385KX	N7J0286KX	N8I1002KX	N8L0673KY
		N4H0432KX	N5K1054KX	N6J0087KX	N7J0845KX	N8H0750KX	N8M0217KY
		N4H0475KX	N5K1095KX	N6F0442KX	N7J0386KX	N8H0800KX	N8M0262KY
		N4H0503KX	N5I10595KX	N6F0397KX	N7J0748KX	N8H0969KX	N8M0276KY
		N4J1170KX	N5M0150KX	N6F0474KX	N7J0792KX	N8H0653KX	N8M0351KY
		N4K0742KX	N5L0809KX	N6F0512KX	N7J0884KX	N8J0221KX	N8M0439KY
		N4K0835KX	N5M0088KX	N6F0541KX	N7K1119KX	N8J0030KX	N8M0459KY
		N4K0870KX	N5L0746KX	N6F0573KX	N7K1194KX	N8J0260KX	N8M0551KY
		N4K0212KX	N5M0536KX	N6C0753KX	N7L0635KX	N8H0815KX	N8M0628KY
		N4K0757KX	N5M0491KX	N6F0211KX	N7L0737KX	N8J1494KX	N8M0673KY
		N4L0249KX	N5M0582KX	N6F0611KX	N7L0738KX	N8J0188KX	N8M0512KY
		N4L0315KX	N5M0769KX	N6F0656KX	N7M0072KX	N8J0319KX	N8M0699KY
		N4M1062KX	N5M0827KX	N6F0659KX	N7L0894KX	N8J0443KX	N8M0621KY
		N4M0982KX	N5M0459KX	N6F0705KX	N7M0322KX	N8J0301KX	N8M0394KY
		N5A0364KX	N5M0632KX	N6F0935KX	N7L0957KX	N8J0414KX	N8M0588KY
		N5A0345KX	N6A0004KX	N6J0202KX	N7M0323KX	N8J0564KX	N8M0713KY
		N5A0286KX	N6A0014KX	N6J0314KX	N7M0864KX	N8J0617KX	N8M0793KY
		N5A1461KX	N6A0086KX	N6J0364KX	N7M0785KX	N8J0686KX	N8M0796KY
		N5B0700KX	N6A0124KX	N6K0742KX	N8A0098KX	N8J0762KX	N8M0763KY
		N5B0757KX	N6A0520KX	N6L0523KX	N8A0744KX	N8H0894KX	N9A0013KY
		N5B0031KX	N6A0527KX	N6L0634KX	N8A0882KX	N8J0060KX	N9A0092KY
		N5B0794KX	N6A0428KX	N6L0946KX	N8A0818KX	N8J0313KX	N9A0171KY
		N5B0856KX	N6B0052KX	N6L0527KX	N8A0911KX	N8J153KX	N8M0849KY

Приложение А. Перечень отзываемых изделий

Внешний вид изделия	Описание	Номера партий дефектных изделий					
EGIA60AMT	Endo GIA™ 60 mm Articulating Medium Thick Reload with Tri Staple™ Technology Кассеты к инструменту сшивающему AutoSuture линейным Endo GIA Ultra Universal (Endo GIA Tri Staple)	N5C0465KX	N6B0028KX	N6L0556KX	N8A1044KX	N8J0534KX	N9A0139KY
		N5C0639KX	N6B0135KX	N6M0737KX	N8B0372KX	N8J0810KX	N9A0329KY
		N5C0725KX	N6B0105KX	N6M0329KX	N8B0411KX	N8J0102KX	N9A0151KY
		N5C0986KX	N6B0177KX	N6M0556KX	N8B0458KX	N8J0882KX	N8M0711KY
		N5C0668KX	N6B0270KX	N6M0698KX	N8B0311KX	N8J0952KX	N9A0358KY
		N5C0914KX	N6B0219KX	N7A0131KX	N8A0819KX	N8J0787KX	N9A0460KY
		N5F0348KX	N6B0323KX	N7A0167KX	N8B0497KX	N8J1064KX	N9A0497KY
		N5D0862KX	N6B0386KX	N7A0208KX	N8C0112KX	N8J1019KX	N9A0423KY
		N5F0181KX	N6B0477KX	N6M0729KX	N8B0553KX	N8J0723KX	N8M0820KY
		N5F0330KX	N6B0405KX	N7A0227KX	N8C0638KX	N8J0852KX	N9A0366KY
		N5F1158KX	N6B0501KX	N7A0086KX	N8D0183KX	N8J10940KX	N9A0400KY
		N5E1245KX	N6B0541KX	N7A0941KX	N8D0226KX	N8J0005KX	N9A0186KY
		N5F0260KX	N6B0624KX	N7B0024KX	N8D0242KX	N8J0990KX	N9A0267KY
		N5F0348KX	N6B0722KX	N7B0123KX	N8D0314KX	N8J1070KX	N9A0544KY
		N5C0758KRX	N6B0746KX	N7B0345KX	N8E1013KX	N8K0016KX	N9A0636KY
		N5E1213KX	N6B0788KX	N7B0591KX	N8E1175KX	N8K0081KX	N9A0652KY
		N5G0114KX	N6B0852KX	N7B0739KX	N8E1177KX	N8K0110KX	N9A0765KY
		N5G0154KX	N6B0923KX	N7L0332KX	N8E0676KX	N8K0180KX	N9A0725KY
		N5G0186KX	N6A0253KX	N7C0275KX	N8E0687KX	N8K0212KX	N9A0787KY
		N5G0877KX	N6A0255KX	N7C0371KX	N8E1135KX	N8K0231KX	N8L0853KY
		N5G0983KX	N6C0398KX	N7C0833KX	N8F0098KX	N8K0319KX	N9A0618KY
		N5G1011KX	N6C0355KX	N7C0959KX	N8E0814KX	N8K0136KX	N9A0812KY
		N5G1122KX	N6C0369KX	N7C0756KX	N8F0581KX	N8K0361KX	N9A0827KY
		N5G0660KX	N6C0370KX	N7C0799KX	N8F0523KX	N8K0452KX	N9A0880KY
		N5G1147KX	N6C0524KX	N7D0453KX	N8G0035KX	N8K0393KX	N9A0937KY
		N5G1248KX	N6L0589KX	N7I0043KX	N8G0067KX	N8K0492KX	N9A0521KY
		N5H0250KX	N6C0562KX	N7E0148KX	N8E1060KX	N8K0254KX	N9A0696KY
		N5H0623KX	N6C0509KX	N7D0592KX	N8G0179KX	N8K0584KX	N9B0020KY
		N5H0676KX	N6C0598KX	N7D0632KX	N8F1111KX	N8K0762KY	N9B0449KY
		N5H0226KX	N6C0678KX	N7D0690KX	N8G0244KX	N8K0632KX	N9B0220KY
		N5H0730KX	N6C0701KX	N7E0223KX	N8G0122KX	N8K0421KX	N9B0122KY
		N5H0838KX	N6C0737KX	N7D0908KX	N8G0284KX	N8K0697KY	N9B0084KY
		N5H0949KX	N6C0800KX	N7E0304KX	N8F0619KX	N8K0709KY	N9B0299KY
		N5H1013KX	N6C0841KX	N7I00744KX	N8G0566KX	N8K0898KY	N9B0522KY
		N5H1082KX	N6C0889KX	N7D0949KX	N8G0624KX	N8K0939KY	N9B0066KY
		N5H1111KX	N6C0913KX	N7F0109KX	N8E0633KX	N8K0842KY	N9B0298KY
		N5H1158KX	N6C0938KX	N7E0188KX	N8G0202KX	N8K0437KX	N9B0201KY
		N5H1186KX	N6C0972KX	N7E0726KX	N8G0388KX	N8K0800KY	N9B0389KY
		N5H0993KX	N6D0009KX	N7F0806KX	N8G0440KX	N8K0971KY	N9B0570KY
		N5J0220KX	N6D0051KX	N7F0605KX	N8G0351KX	N8K0996KY	N9B0490KY
		N5J0266KX	N6D0070KX	N7F0157KX	N8G0468KX	N8K1063KY	N9B0540KY
		N5J0295KX	N6D0091KX	N7F0307KX	N8G0489KX	N8L0016KY	N9B0722KY
		N5J0321KX	N6D0715KX	N7F0173KX	N8G0513KX	N8L0072KY	N9B0403KY
		N5H0702KX	N6D0735KX	N7E0990KX	N8G0688KX	N8K0531KX	N9C0450KY
		N5J0492KX	N6D0757KX	N7F0370KX	N8G0780KX	N8K0983KY	N5L0673KRX
		N5H1216KX	N6D0796KX	N7F0500KX	N8G0550KX	N8L0234KY	N9A0773KRY
		N5J0512KX	N6D0830KX	N7I0061KX	N8G0697KX	N8L1283KY	

Определение отзываемого изделия

